

レンズはあなたの目のよきパートナーです。  
レンズの性質をよく理解して快適にお使いください。


漂白剤で  
顔を洗う  
人なんて  
いませんよね。



## レンズに付着した 化学製品・薬品。 そのままにしていたら取れなくなった!

プラスチックレンズには何層ものコートがほどこされています。  
ですからカビとり剤、アルカリ性や酸性の洗剤などの  
化学製品・薬品、整髪料等がレンズに付着すると、  
コートがはがれたり、シミとなって取れなくなったりします。  
万が一付着した場合は、よく水洗いをしてから拭き取ってください。


■ 化学製品・薬品付着によるシミ



レンズのシミは  
視界の妨げにもなります。



■ 化学製品・薬品付着によるシミ状のハガレ



※掲載写真はレンズの状態をご理解いただくための一例です。