

こんな方にお勧めします。

適正チェック 当てはまる方はOPEN!

Q1

近い距離にピントがあいにくい
「メガネがはじめての方」



Q2

少し先の文字が読めない
「手元用単焦点メガネの方」



Q3


パソコン操作で
近くの見える範囲が狭く
見づらさを感じる
「遠近両用メガネの方」



POINT


手元専用なので老眼が進んだ方でも
近くを幅広く見ることができます。

一般的な遠近両用レンズ



50歳 >>>>> 60歳

ベルーナ ラルゴW



50歳 >>>>> 60歳


ベルーナ ラルゴWは快適であると同時に
若々しく明るい表情を取り戻すレンズです。

※写真、イラストはすべてイメージです。

「ベルーナ ラルゴシリーズ」ラインアップ		屈折率
両面累進+両面非球面	ベルーナ ラルゴW	1.76/1.70/1.60
内面累進+内面非球面	ベルーナ ラルゴG	1.76/1.70/1.60/1.50
外面累進+両面非球面	ベルーナ ラルゴNEX	1.70/1.60/1.50
外面累進	ベルーナ ラルゴ	1.70/1.60/1.50

レンズデータを記載した「レンズ仕様カード」を発行

「ベルーナ ラルゴシリーズ」の場合、
レンズのデータ内容を記載した、
「レンズ仕様カード」を発行しています。



アイケアデザイン「ルティーナ ラルゴシリーズ」

光からもっと目を守るケアレンズ。



ルティーナ ラルゴW
ルティーナ ラルゴG
ZX UX HX
1.76 1.67 1.60



ご使用上の注意

- 近用専用レンズですので車の運転にはご使用になれません。
- プラスチックレンズでも、強い衝撃を加えると破損します。
- ご使用前に「取扱説明書」を必ずお読みください。

世界を美しくする、最新眼鏡レンズ専門メーカー
東海光学株式会社

TOKAI <http://www.tokaiopt.co.jp/>

本社 / 〒444-2192 愛知県岡崎市恵田町下田5-26

営業所 / 東京・大阪・福岡・札幌・岡崎本社・ベルギー・中国・オーストラリア

生産拠点 / 岡崎本社・鶴田工場・福井・ベルギー

お客様相談室 ☎0564-27-3050



JQA-1194
JQA-EM1032

発行日 2018年3月

Age
50+

取り戻せ、手元視野。
近用ワイドビジョンレンズ。



WIDE



CLEAR

新 近用ワイドビジョンレンズ

両面累進+両面非球面設計


ベルーナ ラルゴW

ベルーナ ラルゴW

手元から近くをもっと快適に。

近用ワイドビジョン
ベルーナ ラルゴWなら毎日が楽しくなる。

資料を見ながらパソコン画面まで鮮明に



手元用単焦点レンズ

ベルーナ ラルゴW

食事ときに会話しながらテーブル全体がクリアに



手元用単焦点レンズ

ベルーナ ラルゴW

こんなシーンに使えて便利。

仕事に、趣味に、多くのシーンで。

Business 133 cm Private



美容師



料理



パソコン操作



ネイル



デスクワーク スマートフォン 執筆 事務職



手芸 囲碁・将棋 書道 読書

最新のレンズテクノロジーを採用しました。

▶ Both side progressive and aspheric ◀

両面累進
+
両面非球面設計

コレ・ゆがみをおさえた
スムーズで自然な視界

▶ Square design ◀

スクエア設計

左右の明視域をワイドに、
手元から少し先まで
クリアで使いやすい奥行き視野

×2
TYPE

新 近用ワイドビジョンレンズ
両面累進+両面非球面設計

ダブル
BELUNA
Largow W

ベルーナ ラルゴW

近方視野の装用感を向上させたシリーズ最高峰、
「ベルーナ ラルゴW」誕生。

シングルビジョンのワイドな手元視野と、デスクワークプラスαの奥行き視野を実現。




タイプ II

タイプ I

単焦点レンズ


選べる2タイプをご用意しました。

[明視域イメージ]



自然な近用視線を考慮しています。

近くを見る姿勢での快適さを追求し、人間工学を考慮した独自の設計を採用。これにより自然な眼の動きで見ることができます。



※写真、イラストはすべてイメージです。