

眼の健康と視機能を向上させる高機能カラーレンズ。

常用できるから嬉しいケアカラー

Feel Color
フィールカラー

心地よい色で
心地いいアイケアを。

眼の健康を考えたルティーナ素材レンズに、
日常で利用できる、高機能カラーをプラスした
「フィールカラー」で現代人の眼を守ります。

- 1 常用できる淡いカラー
- 2 まぶしさ軽減
- 3 コントラストアップ
- 4 ルティーナ素材レンズ

(LUTINA)
ルティーナ

光からもっと眼を守る
ルティーナ素材レンズ

紫外線
100%カット

HEVを
約94%
カット

ルテインを
保護

+

まぶしさを和らげ
コントラストを上げるカラー

まぶしさ
軽減

コントラスト
アップ

常用カラー

現代人は日常にあふれる様々な有害光線により
眼のケアの必要性を感じている？



現代人は屋外の強い日差し以外にも、デジタル家電の普及によりディスプレイからの光を見る機会が増えています。
また、加齢により、まぶしさを感じやすくなり、コントラスト感が低下して物が見えにくくなると言われています。
さらに有害光線による、眼の病気への関心も高まり、眼の健康とまぶしさ軽減による眼のケアの必要性を感じています。

1 日常でも自然で 馴染みやすい4色 自然をテーマに心地よさを感じる4つのカラーでアイケア

フィールブラウン

コーディネートがしやすく、柔軟な印象を与えるブラウン系は、短波長を抑えてコントラストを高め、くっきりと快適な視界を実現します。

コントラストを高め、
快適視界

色変化を抑えた、
自然な視界

洗練された印象でオールマイティーに活躍するグレー系は、中間波長帯の光を均一に抑え、色の変化を少なくして自然な視界を実現します。

フィールグレー

フィールパープル

優雅な気品と癒しの効果をもたらすパープル系は、中間波長帯の光を多く取り入れ、まぶしさを抑えた明るくシャープな視界を確保します。

明るさ確保、
シャープな視界

まぶしさカット、
鮮明な視界

肌の色を明るく見せて元気な表情をつくるピンク系は、散乱しやすい短波長域の光をカットして、鮮明な視界を確保します。

フィールピンク

2 青色光カットで まぶしさ軽減

紫外線カットはもちろん、眼に対する負担が懸念される青色光を効果的にカットしまぶしさやチラツキを軽減します。



3 コントラストアップで くっきり視界に



乱反射を起こしやすく、強いエネルギーを持つ青色光をカット。まぶしさを軽減しコントラストが強調され、物がくっきり見えます。

4 ルティーナ素材で 眼の健康を

ルティーナ素材のレンズは、紫外線やHEVなどの眼に有害な光から眼を守るルテインを保護するレンズです。ルテインは緑黄色野菜に多く含まれています。



(LUTINA) とは?
ルティーナ

眼の健康のためにルテインを保護するレンズ

ルテインが減少すると

ルテインは眼の中にある、物を見るのに重要な部分「黄斑部」に存在する色素です。有害な光によって、ルテイン(色素)が減少すると、様々な疾患が引き起こされるという報告があります。



眼に有害な光HEVを効果的にカット

ルティーナ素材のレンズとは

ルティーナは酸化ストレスやルテイン劣化に影響を与える光HEVをカットし、「ルテイン」を保護するレンズです。




〈一般的なレンズを装着した眼〉

光(HEV)によって酸化ストレスを上げ、ルテイン劣化が起きやすい。

〈ルティーナを装着し続けた眼〉

光(HEV)をカットすることで酸化ストレスを低減し、ルテインを保護します。

眼の健康と視機能を向上させる高機能カラーレンズ。


Feel Color
フィールカラー常用できる
からだ想いの
ケアカラーフィールカラーで
様々な光から眼を守り、
眼の健康と視機能向上を実現

ルティナー素材により、紫外線100%カット、眼に有害な光HEVを約94%カットでルテインを保護します。
さらに機能カラーにより、青色光カットでまぶしさを軽減し、中間波長帯の光を多く透過し明るさを確保することでコントラストがアップします。


※ HEV・High Energy Violet light:400~420nm
(HEVはブルーライト波長域全てを示すものではありません。)
※屈折率1.60平板 中心厚2mmの場合

上質なカラーにこだわる方へ、自然を感じる色あいで馴染みやすく、常用できる高機能カラー


フィールブラウン




フィールパープル



フィールグレー



フィールピンク

オプションで
目の健康と
目の美肌ケア360°紫外線が気になる方へ
P-UV
(ピーユーバイ)

レンズ表面だけでなく、レンズ裏面で反射してはね返ってくる紫外線も大幅にカット。

裏面反射UV
約95%カット美肌をキープしたい方へ
ESC
(エターナルスキンコート)

紫外線防止に加え、近赤外線のカットでシワやたるみを防ぎ目元を守ります。

近赤外線
約50%カット


※グラフは1.60ルティナー素材PGCにて測定した分光特性となります。※素材やコーティングにより分光特性が変化することがあります。
※効果は個人により異なるため適応しない場合があります。※印刷の都合上、実際のカラーと異なります。※写真、イラストはすべてイメージです。

眼に関する、こんなお悩みありませんか？

- ☐ 眼の健康が気になるので、様々な有害光線から眼を守りたい
- ☐ 白内障の術後に視界がまぶしく感じ青白く見える
- ☐ 室内の照明などの光をまぶしく感じる
- ☐ テレビやパソコン、スマートフォンの画面がまぶしく文字が見えにくい
- ☐ メガネの度数は合っているのに、室外で標識などがボヤけて見える
- ☐ 新聞や雑誌などの細かい文字の輪郭がくっきり見えない
- ☐ 以前よりまぶしさを感じ眼からくる疲れを感じやすい
- ☐ 長時間パソコンやスマートフォンを使用して眼の疲れを感じる
- ☐ ブルーライトによる眼の負担を軽減したい

☑️があった方は、細かい文字とパソコン画面で効果を体験

コントラストチャートや細かい文字で、フィールカラーの効果を簡易にご体験いただけます。
明るく感じたり、明暗の差をはっきり感じるお客様には、フィールカラーをお勧めください。

コントラストチャートで
フィールカラーの
効果を体験

効果は個人により異なるため適応しない場合があります。
この印刷物でわかりにくい場合は、実際のパソコン画面やまわりの景色でご確認いただくことをお勧めいたします。

レンズカラー名	視感透過率(%)	運転・路上使用	夜間運転・夜間路上使用
フィールブラウン	93	○	○
フィールパープル	87	○	○
フィールグレー	81	○	○
フィールピンク	82	○	○

※視感透過率とは、人が目でみて感じる光を透過透過量の割合(%)を表した値です。高いほど目に明るいレンズといえる指標です。※上記カラーデータはレンズ素材やコーティング、度数により異なる場合があります。



ご使用上の注意

- 特殊カラーレンズは個人により、効果が異なりますので、異常を感じた場合はすぐに使用をとりやめ、ご購入店にご相談ください。
- 本商品はプラスチックレンズですが、過度の衝撃を受けると割れる場合があります。
- ご使用前に「取扱説明書」を必ずお読みください。