


押さえておきたい、 中近レンズマスター術。

上手な使い方をマスターしてもっと快適に！
中近レンズ使いこなしガイド


中近レンズは自然な視線で中間距離が見やすいレンズです。



ちょっとしたコツで遠くも近くも もっと快適になります。


■ 近くを見るコツ

あごを少し上げ、下目線に。レンズ下部の「近用」部分を使います。



■ 遠くを見るコツ

あごを少し引いて、上目線に。レンズ上部の「遠用」部分を使います。



とても簡単だから、
自然にマスターできます。

■ 中間距離の使用状況は、一人ひとり大きく異なります。
ご購入の際には、お客様のライフスタイルをお聞かせください。

■ 中近レンズは、店頭で購入前のお試し装用体験ができます。

イラストはすべてイメージです。

「ベルーナ レアルネオ」ラインアップ

設計	商品名	屈折率
内面累進 + 内面非球面	ベルーナ レアルネオZX	1.76
	ベルーナ レアルネオJX	1.70
	ベルーナ レアルネオHX	1.60

レンズデータを記載した「プレミアムカード」を発行

「ベルーナ レアルネオ」の場合、一人ひとりの目に合わせて制作したレンズのデータ内容を記載した、「プレミアムカード」を発行しています。



アイケアデザイン「ルティーナ レアルネオ」

光からもっと目を守るケアレンズ。



ルティーナ レアルネオ

ZX UX HX
1.76 1.67 1.60

⚠ ご使用上の注意

- ・室内用レンズですので、車の運転にはご使用になれません。階段の昇り降り、段差のある場所ではビントが合いにくいのでご使用にはご注意ください。
- ・プラスチックレンズでも、強い衝撃を加えると破損します。
- ・ご使用前に「取扱説明書」を必ずお読みください。

世界を美しくする、最新眼鏡レンズ専門メーカー
東海光学株式会社

TOKAI <http://www.tokaiopt.co.jp/>

本社 / 〒444-2192 愛知県岡崎市恵田町下田5-26

営業所 / 東京・大阪・福岡・札幌・岡崎本社・ベルギー・中国・オーストラリア

生産拠点 / 岡崎本社・鶴田工場・福井・ベルギー

お客様相談室 ☎0564-27-3050



JQA-1194
JQA-EM1032

発行日 2019年4月

アクティブな 毎日を生きる、 私たちのレンズ



知ってますか？
チュウキン
「中近」レンズ。

そのワケ

使っている人、拡大中！

押さえておきたい、中近レンズマスター術。

【特集】あなたにオススメな最新レンズ。

いきいき「ライフスタイルレンズ」

B E L U N A
**LEAR
NEO**


ベルーナ レアルネオ

使っている人、拡大中!


「中近レンズ」は私たちの
ライフスタイルに重要な中間距離の
見え心地を快適にする便利なレンズです。

遠近両用レンズをお使いの方には・・・

ベネフィット 長時間の室内作業による目の疲れや
気になるこんなしぐさを、楽々改善!




中近距離の視野が広く、
ユレ・ゆがみが少ないので慣れやすく使いやすい。




お手元用レンズ(老眼鏡)をお使いの方には・・・


ベネフィット メガネの掛け外しの面倒や
気になるこんなしぐさを、楽々改善!



自宅やオフィスで、室内距離が見渡せます。



料理をしながらテーブルも見えます。



パソコンをしながら時計も見えます。

あなたにオススメな最新レンズはコチラ!

あなたにオススメのレンズは「ベルーナ レアルネオ」

アクティブな毎日を生きる、私たちのレンズ

仕事に家事に、私たちの多忙な日々をサポートしてくれるマストなアイテムが、
新しい中近レンズ「ベルーナ レアルネオ」。「見たい」に応じて、毎日を新鮮にアップデートしてくれる。
プライベートもビジネスも、家でも外でも、「リアルネオ」と一緒に忙しい日々を軽やかに駆け抜けるのです。

いきいき「ライフスタイルレンズ」

BE LUNA
LEARNEO
ベルーナ レアルネオ

選べる3タイプ あなたに最適なタイプをお選びください。

よく見える範囲

タイプ別 見え方イメージ

仕事にプライベートに、
街中あちこち動き回る。
外出時だってスマホでの
情報収集は欠かせない。
そんなあなたには

EXTRA type
エクストラ

手元の見やすさと、
街歩きなどのちょっとした外出で
必要な遠くの見やすさを両立。

おすすめのシーン



仕事はオフィスワーク。
家で過ごす時間が大好き!
レシピや趣味のDIYの
動画もタブレットで探します。
そんなあなたには

LONG type
ロング

手元から室内生活に
必要な距離を、
広くクリアに見渡せる。

おすすめのシーン



仕事はパソコンを
使ったデスクワーク。
家で趣味の読書と
ブログ執筆に没頭する
時間が癒し。
そんなあなたには


WIDE type
ワイド

手元からデスク回りと、
その少し先の距離を広く
クリアに見渡せる。

おすすめのシーン




EXTRA type




手元から最も遠くまで、クリアで奥行きのある
見え方です。

LONG type



手元から中間距離の視野が広く、バランスの
良い見え方です。

WIDE type



手元の広い視野を確保しながら、少し先まで
奥行きのある見え方です。

写真・イラストはすべてイメージです。