



その見やすさ 画期的。



私らしい上質な毎日を。

多彩なライフスタイルをシームレスにサポート。



突き抜けるシームレス・ビジョン、
世界はもっと美しくなる。




新設計エンジン

「DIGITECH-CORE5」


デジテックコア・ファイブ

≡ ユレ・ゆがみをおさえたシームレスな視界。

「デジテックコア5」がユレ・ゆがみを高次元でコントロール。
ナチュラルな視線移動と見え心地に。これまでにはない慣れやすさを実現しました。



ベルーナ セレノIS



ベルーナ イージーワン

S+4.00 ADD2.00 累進帯長13mm

※実際の装用時の見え方とは異なります。

≡ ボケの少ないソフトでスムーズな視界。

[ソフト&スムーズ設計]

新設計・遠近両用レンズ

BELU A

EASYONE

ベルーナ イージーワン

新設計・遠近両用レンズ

BELU A

EASYONE

ベルーナ イージーワン

見えるをもっと楽しもう
NO えんきん. NO LIFE.

40代から始める遠近両用レンズ。

自由になれる、使い心地。

違和感がない自然な視界、



ACTIVE MODE

アクティブモード



あらゆる人の毎日に、上質を。

遠近両用レンズユーザーの年代は幅広く、ライフスタイルは多彩。ドライブやスポーツをする、アウトドアや旅行を楽しむ…。そんなアクティブで幅広い使用シーンにアクティブモードに対応。自分らしく上質な毎日を、シームレスにサポート。


BELUNA EASYONE

ベルーナ イージーワン

イージーワンの新設計エンジン [DIGITECH-CORE5 (デジテックコア・ファイブ)] が実現したのは強力な収差低減による画期的なユレ・ゆがみの少なさ。これまでにない自然な「慣れやすさ」と「使い心地の良さ」を提供します。さらに多様なライフスタイルに対応する「アクティブモード」をご用意。シームレスな視界、多彩なセレクトが自由でアクティブな暮らしを叶えます。

豊富なオプション

■ フロントカーブセレクト フレームカーブとレンズとの最適マッチング




フレームとレンズのカーブがあわず、レンズが外側に張り出しています。 ※当社比 フレームのカーブにレンズをあわせるため、レンズがすっきり収まります。

フロントカーブセレクトは8タイプ (素材により異なります。)

■ そり角最適補正

フレームごとに異なる、そり角から生じる“視線のずれ”や“体感度数の変化”を解消する最適補正を行い着用感を向上します。



■ 調光レンズ

太陽の光に合わせてレンズの濃度が変化します。室内でも屋外でもかけ替えが必要ありません。

Transitions®



■ 偏光レンズ

乱反射・ギラつきをカットします。水面のギラつきが厳しいフィッシングなどに。

POLA



■ ファッショナブルコーティング

Light Mirror ライトミラー



RMC

アールエムシー

■ 機能カラー

ファインカラー | アクティブビュー | 肌美人

■ 機能コーティング

- 青色光カット ● 近赤外線カット
- 裏面反射UVカット ● 防キズ / 防汚

⚠ ご使用上の注意 ●プラスチックレンズでも、強い衝撃を加えると破損します。●ご使用前に「取扱説明書」を必ずお読みください。



ACTIVE MODE

世界を美しくする、最新眼鏡レンズ専門メーカー
東海光学株式会社
TOKAI <http://www.tokaiopt.co.jp/>

本社 / 〒444-2192 愛知県岡崎市恵田町下田5-26
営業所 / 東京・大阪・福岡・札幌・岡崎本社・ベルギー・中国・オーストラリア
生産拠点 / 岡崎本社・鶴田工場・福井・ベルギー
お客様相談室 ☎0564-27-3050



EMSについては岡崎本社工場 鶴田工場 福井等 事業所にて取扱

JQA-1194
JQA-EM1032