

屋外と室内の
両方で働く方
特におすすめ

知らなかった!!



屋外でも室内でも！ 便利な調光レンズ「ルティーナ フォト」でアイケア



屋外で働く方に必見！

今、人気が高まりつつある調光レンズを「ルティーナ フォト」にすることで便利なアイケアレンズに。
特に屋外で働く方におすすめです。

屋外でも室内でも便利な調光レンズ





屋外の紫外線があたると色が濃く変化してまぶしさを防ぎ快適。



紫外線の少ない室内では透明度を保ち場所を選ばず快適。

最新技術により、ルティーナ素材に調光機能をプラス


グレーは透過率約90%~15%、ブラウンは透過率約90%~23%まで、スピーディーに変化。



当社測定値(この分光透過率曲線は弊社の表記商品のサンプリングにおける標準値です。)厚さ:1.9mm/温度23℃
※写真、イラストはイメージです。レンズの色は印刷の都合上、実際のカラーと異なります。
※調光レンズの濃度は紫外線の強さや温度により左右されます。光の量が多ても温度が高い夏季などはあまり濃くならない傾向にあります。


だから、ルティーナ!!

一般的なレンズを装着した眼




光(HEV)によって酸化ストレスをうけ、ルテイン劣化が起きやすい。

ルティーナを装着しつづけた眼



光(HEV)をカットすることで酸化ストレスを低減し、ルテインを保護します。



※HEV...High Energy Violet light: 400~420nm (HEVはブルーライト波長域全てを示すものではありません)
※屈折率1.6平板中心厚約2mmの場合
※ルティーナは短波長光をよりカットする機能を持たせるため若干着色しています。また光源によりレンズ色調が変わって見える場合があります。
※イラストはイメージです。

ここがポイント!

ルティーナ フォトがあれば...

- まぶしさとHEVから眼をまもることができる
- 眼鏡からサングラスへの掛け替えがいらなくて便利
- いつでも紫外線をカット