2026年10月1日より

遮光眼鏡対応商品互換表

遠近両用レンズ

設計	屈折率	商品名	参照商品
両面累進・ 両面非球面	1.67	CCP/CCP400 UX NS9X-DL	ニューロ セレクト9X-DL167
	1.60	CCP/CCP400 HX NS9X-DL	ニューロ セレクト9X-DL160
	1.67	CCP/CCP400 UX NS9X-TW	ニューロ セレクト9X-TW167
	1.60	CCP/CCP400 HX NS9X-TW	ニューロ セレクト9X-TW160
	1.67	CCP/CCP400 UX NS7X-DL	ニューロ セレクト7X-DL167
	1.60	CCP/CCP400 HX NS7X-DL	ニューロ セレクト7X-DL160
	1.67	CCP/CCP400 UX NS7X-TW	ニューロ セレクト7X-TW167
	1.60	CCP/CCP400 HX NS7X-TW	ニューロ セレクト7X-TW160
	1.67	CCP/CCP400 UX NS5X-DL	ニューロ セレクト5X-DL167
	1.60	CCP/CCP400 HX NS5X-DL	ニューロ セレクト5X-DL160
	1.67	CCP/CCP400 UX NS5X-TW	ニューロ セレクト5X-TW167
	1.60	CCP/CCP400 HX NS5X-TW	ニューロ セレクト5X-TW160
	1.67	CCP/CCP400 UX NS3X-DL	ニューロ セレクト3X-DL167
	1.60	CCP/CCP400 HX NS3X-DL	ニューロ セレクト3X-DL160
	1.67	CCP/CCP400 UX NS3X-TW	ニューロ セレクト3X-TW167
	1.60	CCP/CCP400 HX NS3X-TW	ニューロ セレクト3X-TW160
内面累進・ 内面非球面	1.67	CCP/CCP400 UX NS5-DL	ニューロ セレクト5-DL167
	1.60	CCP/CCP400 HX NS5-DL	ニューロ セレクト5-DL160
	1.67	CCP/CCP400 UX NS5-TW	ニューロ セレクト5-TW167
	1.60	CCP/CCP400 HX NS5-TW	ニューロ セレクト5-TW160
	1.67	CCP/CCP400 UX NS3-DL	ニューロ セレクト3-DL167
	1.60	CCP/CCP400 HX NS3-DL	ニューロ セレクト3-DL160
	1.67	CCP/CCP400 UX NS3-TW	ニューロ セレクト3-TW167
	1.60	CCP/CCP400 HX NS3-TW	ニューロ セレクト3-TW160
	1.67	CCP/CCP400 UX RZ	レゾナス UX
	1.60	CCP/CCP400 HX RZ	レゾナス HX
	1.60	CCP/CCP400 HX RF	レゾナス フィット HX
	1.67	CCP/CCP400 UX EZ	イージーワン UX
	1.60	CCP/CCP400 HX EZ	イージーワン HX
	1.67	CCP/CCP400 UX N IS	セレノIS UX
	1.60	CCP/CCP400 HX N IS	セレノIS HX

中近・近中 両用レンズ

設計	屈折率	商品名	参照商品
両面累進・ 両面非球面	1.67	CCP/CCP400 UX NS9X-HM	ニューロ セレクト9X-HM167
	1.60	CCP/CCP400 HX NS9X-HM	ニューロ セレクト9X-HM160
	1.67	CCP/CCP400 UX NS7X-HM	ニューロ セレクト7X-HM167
	1.60	CCP/CCP400 HX NS7X-HM	ニューロ セレクト7X-HM160
	1.67	CCP/CCP400 UX NS5X-HM	ニューロ セレクト5X-HM167
	1.60	CCP/CCP400 HX NS5X-HM	ニューロ セレクト5X-HM160
	1.67	CCP/CCP400 UX NS3X-HM	ニューロ セレクト3X-HM167
	1.60	CCP/CCP400 HX NS3X-HM	ニューロ セレクト3X-HM160
内面累進・ 内面非球面	1.67	CCP/CCP400 UX NS5-HM	ニューロ セレクト5-HM167
	1.60	CCP/CCP400 HX NS5-HM	ニューロ セレクト5-HM160
	1.67	CCP/CCP400 UX NS3-HM	ニューロ セレクト3-HM167
	1.60	CCP/CCP400 HX NS3-HM	ニューロ セレクト3-HM160
	1.67	CCP/CCP400 UX RP	レゾナス プレッソ UX
	1.60	CCP/CCP400 HX RP	レゾナス プレッソ HX
	1.67	CCP/CCP400 UX MW N	レアルネオ UX
	1.60	CCP/CCP400 HX MW N	レアルネオ HX

近用ワイドビジョンレンズ

設計	屈折率	商品名	参照商品
内面累進・ 内面非球面	1.67	CCP/CCP400 UX GW	ラルゴG UX
	1.60	CCP/CCP400 HX GW	ラルゴG HX

アイアシストレンズ

設計	屈折率	商品名	参照商品
両面非球面	1.67	CCP/CCP400 UX REW	レストW UX
	1.60	CCP/CCP400 HX REW	レストW HX
内面非球面	1.67	CCP/CCP400 UX RER	レストR UX
	1.60	CCP/CCP400 HX RER	レストR HX

二重焦点レンズ

設計	屈折率	商品名	参照商品
球面	1.60	CCP/CCP400 HX B28	HX B28

単焦点レンズ

設計	屈折率	商品名	参照商品
両面非球面	1.67	CCP/CCP400 UX CVF	UX-CVf
	1.60	CCP/CCP400 HX CVF	HX-CVf
	1.67	CCP/CCP400 UX MU S(シェイプリー)	UX-MU(シェイプリー)
	1.60	CCP/CCP400 HX MU S(シェイプリー)	HX-MU(シェイプリー)
	1.67	CCP/CCP400 UX MU C(クリアリー)	UX-MU(クリアリー)
	1.60	CCP/CCP400 HX MU C(クリアリー)	HX-MU(クリアリー)
内面非球面	1.67	CCP/CCP400 UX HR	UX-HR
	1.60	CCP/CCP400 HX HR	HX-HR
	1.67	CCP/CCP400 UX ST	UX-スマートトーリック
	1.60	CCP/CCP400 HX ST	HX-スマートトーリック
	1.67	CCP/CCP400 UX SD	UX-SD
	1.60	CCP/CCP400 HX SD	HX-SD
外面非球面	1.67	CCP/CCP400 UX AS	UX-AS
	1.60	CCP/CCP400 HX AS	HX-AS
球面	1.60	CCP/CCP400 HX	HX UV
内面非球面/カーブ	1.60	CCP/CCP400 HX モードサンク	HX MODECINQ
球面/カーブ	1.60	CCP/CCP400 HX エイト	HX アスリート8

偏光レンズ

設計	屈折率	商品名	参照商品
球面	1.60	CCP ACT HX	HX ポラ
※偏光レンズのカラーについては 「DBR」「LBR」「DGY」「LGY」 の中からお選びいただけます。			

ガラス調光レンズ

設計	屈折率	商品名	参照商品
球面	1.525	CCG	グレーエクストラ